


CT分解能評価用 円錐型ファントム



《概略寸法図》



特 徴

希望の造影剤濃度を充てんすることにより画像診断装置での画質性能評価が可能となります

仕 様

材 質 アクリル（透明）
サイズ 約150×約40mm
仕上げ 外周面研磨
取付部 M6ネジまたはルアーロック
主流路 最小穴径 ϕ 0.3mm

お取扱店

(株) 杏林システマック

〒332-0031 埼玉県川口市青木1-13-1
TEL 048-253-2490 FAX 048-253-2382
www.kyorin-systemac.co.jp